

## Gebrauchsanweisung für Sitzstock

### Artikel ES 851



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf!

#### Verwendungszweck

Der Sitzstock dient als Sitzhilfe und kann zusammengeklappt auch als Gehhilfe verwendet werden.

#### 1. Allgemeine Produkt-Informationen

Der Sitzstock zeichnet sich durch folgende Ausstattungsmerkmale aus:

- Dreibeiniger Leichtmetallsitz.
- Leicht und robust mit Kunststoffsitz.
- Zusammengeklappt auch als Gehhilfe verwendbar.

#### 2. Auseinanderfalten des Sitzstockes

- Ziehen Sie den Sitzstock an dem Griff und der Sitzfläche auseinander.
- Klappen Sie dann die Sitzfläche um.

#### 3. Material

Leichtmetall, Kunststoff

#### 4. Reinigung

Mit feuchtem Tuch und ggf. mit mildem HH-Reiniger abwischen und trocknen lassen.

#### 5. Wartung

- Der Sitzstock ist wartungsfrei.
- Sollte der Sitzstock Defekte aufweisen, wenden Sie sich zum Austausch an den Fachhändler oder Ihren Service.

#### 6. Entsorgung

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

#### 7. Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Für das gesamte Sortiment der Ossenberg-Produkte stehen Originalersatzteile und Zubehör zur Verfügung! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

#### 8. Technische Daten

Artikel	Material	Sitzhöhe	Gesamtlänge (zusammengeklappt)	Gewicht	Maximale Belastung
ES 851	Leichtmetall, Sitzfläche aus Kunststoff	57 cm	87 cm	0,80 kg	100 kg



**Ossenberg GmbH**

Produktion und Vertrieb  
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79

48432 Rheine  
DEUTSCHLAND

**Telefon** +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0  
**Fax** +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

**Internet** [www.ossenberg.com](http://www.ossenberg.com)  
**E-Mail** [info@ossenberg.com](mailto:info@ossenberg.com)

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte gemäß den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes. Des Weiteren sind wir nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.



DIN EN ISO 13485  
REG.-NR. MQI 0115318



## Instruction for use seat stick

### Article ES 851



Please read these instructions for use thoroughly, carefully follow the details and keep them for later use.

#### Purpose

The seat stick serves as the seat support and can be used as a walking aid when folded.

#### 1. General product information

The Stick column is characterized by the following features:

- Three food alloy seat.
- Lightweight and robust with plastic seat.
- Folded also be used as a walking aid.

#### 2. Unfolding the seat stick

- Pull apart the seat stick at the handle and the seat.
- Then, turn down the seat.

#### 3. Material

Light alloy, seat plastic

#### 4. Cleaning

Wipe with a damp cloth and possibly with a mild household cleaner and let dry.

#### 5. Maintenance

- The seat stick is maintenance free.
- Should the seat stick have defects, contact your specialized dealer or local service for replacement.

#### 6. Disposal

Please inquire with your specialized dealer about the regional waste disposal.

#### 7. Warranty and Liability

You have purchased a high-quality Ossenberg product. If you have a justified complaint, despite highest quality standards in our manufacturing, we are entitled, at our discretion – within a 12 month warranty period - to repair the defective product or to replace it with a non-deficient one.

Please note that for our products, especially custom products, stricter legal regulations do apply. We cannot assume liability for damages resulting from modifications made to our products.

Not covered by the warranty are damages resulting from ordinary wear and tear or inappropriate use. Wearing parts are excluded from warranty.

For the entire range of Ossenberg products original spare parts and accessories are available. For spare parts, accessories and repairs, please contact your specialized dealer.

#### 8. Technical Data

Article	Material	Seat height	Total length (folded)	Weight	Max. Body Weight
ES 851	Light alloy, seat in plastic	57 cm	87 cm	0,80 kg	100 kg



**Ossenberg GmbH**  
 Produktion und Vertrieb  
 orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79  
 48432 Rheine  
 GERMANY

**Telefon** +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0  
**Fax** +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

**Internet** [www.ossenberg.com](http://www.ossenberg.com)  
**E-Mail** [info@ossenberg.com](mailto:info@ossenberg.com)

From us you will receive only products in accordance with the guidelines of the Medicine Devices Act.

We are certified according to DIN EN ISO 13485.



DIN EN ISO 13485  
 REG.-NR. MQ1 0115318

