





# Handi-Grip<sup>PRO</sup>

- GB** Intended use: This device is to help elderly and disabled people reach and pick up items.
- ES** Uso previsto: Este dispositivo es para ayudar a las personas mayores y discapacitadas a alcanzar y recoger artículos.
- FR** Utilisation prévue: Cet appareil est destiné à aider les personnes âgées et handicapées à atteindre et à ramasser des objets.
- DE** Verwendungszweck: Die Greifhilfen erleichtern das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art.
- NL** Beoogd gebruik: Dit apparaat is bedoeld om ouderen en gehandicapten te helpen bij het bereiken en oppakken van voorwerpen.

**HA8226 - 26"/66cm Handi-Grip Pro**  
**HA8232 - 32"/81cm Handi-Grip Pro**




- GB** Hold jaw and collar, and pull
- ES** Mantenga pulsada de mandíbula y cuello, y tirar
- FR** Attente des mâchoires et le collier, et tirer
- DE** Halten sie blende und kragen, und ziehen sie
- NL** Houd kaaklijn en kraag, en trek




- GB** Rotate jaw 90° then push back
- ES** Girar 90° mordaza a continuación, empuje hacia atrás
- FR** Mâchoire Rotation 90° puis repoussez-la.
- DE** Drehen sie backen 90° und dann nach hinten schieben
- NL** Draai jaw 90° duw vervolgens terug


- GB** Clean with mild detergent
- ES** Limpiar con detergente suave
- FR** Nettoyer avec un détergent doux
- DE** Mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- NL** Schoonmaken met mild schoonmaakmiddel



- GB** Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
- ES** Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe informarse al fabricante, y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.
- FR** Tout incident grave survenu suite à l'utilisation de cet appareil doit être signalé au fabricant. Et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
- DE** Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Bezug auf dieses Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller gemeldet werden und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.
- NL** Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit apparaat moet aan de fabrikant worden gemeld en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.



- GB** DO NOT use for picking up items above 60°C. DO NOT use as a walking aid. DO NOT lift objects greater than 1kg.
- ES** No lo utilice para recoger objetos con temperatura superior a 60. No lo utilice como andador. No lo utilice para levantar objetos de más de 1kg.
- FR** Ne pas utiliser pour ramasser des objets au-dessus de 60 degrés C. Ne pas utiliser comme dispositif d'aide à la marche. Ne pas soulever d'objets qui pèsent plus de 1 kilogramme.
- DE** Greifen Sie keine Gegenstände, die heißer also 60°C sind. Nicht als Gehhilfe verwenden. Greifen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 1kg.
- NL** Niet gebruiken voor het oppakken van objecten met een temperatuur boven 60°C. Niet gebruiken als loophulpmiddel of wandelstok. Til Geen objecten op die zwaarder zijn dan 1kg.

 The Helping Hand Company Ltd  
Bromyard Road, Ledbury  
HR8 1NS, **United Kingdom**



**EC REP**  
INTERNATIONAL ASSOCIATES  
AUDITING & CERTIFICATION LTD  
The Black Church, St. Mary's Place,  
Dublin, D07 P4AX Ireland

 Product is 82% recyclable

Tel: **+44 (0)1531 635678**  
sales@**HelpingHand**.co.uk  
www.**HHADLEssentials**.co.uk



  
**The Helping Hand**  
Company