

FREEBREE FFP2^{R-K2}



FILTRUOJANČIOJI PUSKAUKĖ KVĖPAVIMO
ORGANŲ APSAUGAI NUO DALELIŲ



FILTRĚJOŠA PUSMASKA ELPCELU AIZSARDZĪBAI
PRET MAZĀM DAĻIŅĀM



FILTREERIV POOLMASK HINGAMISTEEDE
KAITSEKS VĀIKESTE OSAKESTE EEST



FILTERING HALF MASK FOR RESPIRATORY
PROTECTION AGAINST SMALL PARTICLES



FILTERNDE HALBMASKE ZUM ATEMSCHTZ
GEGEN KLEINE PARTIKEL



CE 1463 | EN149:2001+A1:2009

2 pcs.



5 LAYERS OF FILTERING



Extra comfort

Non-woven fabric
skin friendly



Easy breath

low breathing
resistance



Perfect cover

Fits face
better

LOT 01005022022

REF R-K2 (W/N2)

05022022

05022025



JSC "PDSA" Lakūnų g. 3a, Vilnius, LT-09108, Lithuania.
www.freebree.eu

4 779053 420177

FREEBREE

FILTRUOJANČIOJI PUSKAUKĖ KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGAI NUO DALELIŲ. TIPAS PAGAL EN 149:2001+A1:2009: FFP2. MODELIS: R-K2; 5-IJ SLUOKSNIŲ. APSAUGOS PRIEMONĖ ATITINKA EUROPOS STANDARTĄ EN 149:2001+A1:2009.

LT / INFORMACIJA APIE APSAUGOS PRIEMONĖ

NOSĮ IR BURNĄ DENGIANTI KVĖPAVIMO APSAUGOS PRIEMONĖ FILTRUOJANČIOJI PUSKAUKĖ YRA SKIRTA APSAUGOTI ŽMOGAUS KVĖPAVIMO ORGANUS NUO SMULKIŲ DALELIŲ, PRIEŠ UŽSIDEDANT PUSKAUKĖ - GERAI NUSIPLAUKITE RANKAS. UŽDEKITE KILPAS UŽ ABIEJŲ AUSŲ TAIP, KAD NOSIES SPAUSTUKAS BŪTŲ VIRŠUJE. SUSPAUSKITE NOSIES SPAUSTUKĄ, KAD ATITIKTŲ NOSIES FORMĄ, IŠSKLEISKITE IR UŽSIDĖKITE PUSKAUKĖ TAIP, KAD GERAI PRIGLUSTŲ PRIE VEIDO, UŽDENGTŲ NOSĮ, BURNĄ IR SMAKRĄ. APSAUGOS PRIEMONĖ MAŽIAU EFEKTYVI JEI NAUDOJAMA ANT NESKUSTO VEIDO IR JEI ANT VEIDO YRA DAUG KOSMETIKOS. ŠIOS APSAUGOS PRIEMONĖS NAUDOJIMAS NEAPSAUGO NUO KENKSMINGŲ DUJŲ, GARŲ IR AERIZOLIŲ. ŠI APSAUGOS PRIEMONĖ NEGENERUOJA DEBUONIS, TODEL NĖRA TINKAMA NAUDOTI DEBUOJUNEJE APLINKOJE, PO VANDENIŲ AR EVAKUOJANTIS IŠ GAISRO. ŠIOS PUSKAUKĖS NAUDOTI NEREKOMENDUOJAMA. JEI NAUDOJANT SUTRINKA KVĖPAVIMAS. JEI NAUDODAMI PASTEBITE, KAD PUSKAUKĖ PĄZEISTA ARBA SUDREKUSI PAKEISKITE JĄ. ŠI APSAUGOS PRIEMONĖ YRA VIENKARTINĖ, JOS NEGALIMA NAUDOTI PAKARTOTINAI.

FILTRUOJAMOJI PUSMASKA ELPCELŲ AIZSARŽYBAI PRET MAŽĄM DALIŲM. TIPS SASKAŲĀ AR EN 149: 2001 + A1: 2009: FFP2. MODELIS: R-K2; 5 - SLĀĪŅI. AIZSARGIERICE ATBILST EIROPAS STANDARTAM EN 149:2001+ A1:2009.

LV / INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DEGUNŲ UN MUTI NOSEDZOŠĀ FILTRĒJOŠĀ PUSMASKA IR PAREDZĒTA, LAI AIZSARGĀTU ČILVĒKA ELPOŠANAS SISTĒMU NO SĪKĀJĀM DALIŅĀM. PIRMS FILTRĒJOŠĀS PUSMASKAS UZLIKŠANAS RŪPIGI NOMAZGĀJIET ROKAS. NOVĪTOJIET ČILPAS AIZ ABĀM AUSĪM TĀ, LAI DEBUNA KLĪPSIS BŪTU AUGSPUSĒ. SASPIEDIET DEBUNA KLĪPSI, LAI TĀS ATBILSTU DEBUNA FORMAL. UZVELCIET FILTRĒJOŠO PUSMASKU TĀ, LAI TĀ LABI PIEGŪL SEJAI, NOSEDZOT DEGUNU, MUTI UN ZODU. AIZSARGLĪDZĒKLIS IR MAZĀK EFEKTĪVS, JA TO UZKLĀJ UZ NESKŪTAS SEJAS UN JA UZ SEJAS IR DAUDZ KOSMĒTIKAS. ŠIS AIZSARGIERĪCES LIETOŠANA NEAIZSARGĀ PRET KAITĪGĀM GĀZĒM, TVAIKIEM UN AEROSOLIEM. ŠI AIZSARGIERĪCE NĒRADA SKĀBEKLI UN TĀPĒC NAV PIEMĒROTA LIETOŠANAI BEZSKĀBEKLĀ VIDĒ, ZEM ŪDENS VAI UGUNSGRĒKA EVAKUĀCIJAS GADĪJUMĀ. ŠIS FILTRĒJOŠĀS PUSMASKAS LIETOŠANA NAV IETEICAMA, JA LIETOŠANAS LAIKĀ RODAS ELPOŠANAS PROBLĒMAS. JA LIETOŠANAS LAIKĀ PAMANĀT, KA FILTRĒJOŠĀ PUSMASKA IR BOJĀTA VAI MITRA, NOMAINIET TO. ŠI AIZSARGIERĪCE IR VIENREIZ LIETOJAMA, UN TO NEVAR IZMANTOT ATKĀRTOTI.

FILTRĒERIV POOLMASK HINGAMISTEEDĒ KAITSEKE VĀIKESTE OSAKESTE EEST. TŪŪP VASTAVALT EN 149: 2001 + A1: 2009: FFP2. MUDEL: R-K2; 5 - KIHID. KAITSESEADE VASTAB EIROOPA STANDARDILE EN 149:2001+ A1:2009.

EE / TOOTETAIVE

NINA JA SUUD KATTEV FILTRĒERIV POOLMASK ON MÖELDUD KAITSEMA INIMESE HINGAMISTEID VĀIKESTE OSAKESTE EEST. ENNE FILTRĒERIVA POOLMASKI PANEMIST PESKE KĀED HOOLIKALT. ASETAGE AASAD MÖLEMA KÕRVA TAHA NII, ET NINAKLAMBER OLEKS PEAL. PIGISTAGE NINAKLAMBRIT, ET SEE SOBIBS NINA KUJUGA. KANDKE FILTRĒERIV POOLMASK NII, ET SEE SOBIBS HĀSTI NĀOLE, KATTES NINA, SUU JA LÕUA. KAITSEVAHEND ON VAHEM EFEKTIVNE, KUI SEDA KANDA RASEERIMATA NĀOLE JA KUI NĀOL ON PALJU KOSMEETIKAT. SELLE KAITSESEADME KASUTAMINE EI KAITSE KAHJULIKE GAASIDE, AJURIDE JA AEROSOLIDE EEST. SEE KAITSESEADE EI TEKITA HĀPNIKKU JA SEETÕTTU EI SOBI KASUTAMISEKS HĀPNIKUVAAS KESKKONNAS, VEE ALL VÕI TULEKAHU EVAKUEERIMISEL. SELLE FILTRĒERIVA POOLMASKI KASUTAMINE EI OLE SOOVITAV HINGAMISPROBLEEMIDE KORRAL KASUTAMISE AJAL. KUI MĀRKATE KASUTAMISE AJAL, ET FILTRĒERIV POOLMASK ON KAHJUSTATUD VÕI MARG, VAHETAGE SEE VĀLJA. SEE KAITSESEADE ON ÜHEKORDSELT KASUTATAV JA SEDA EI SĀA UUESTI KASUTADA.

FILTERING HALF MASK FOR RESPIRATORY PROTECTION AGAINST SMALL PARTICLES. TYPE ACCORDING TO EN 149: 2001 + A1: 2009: FFP2 MODEL: R-K2; 5 - LAYERS. THE PROTECTIVE DEVICE COMPLIES WITH THE EUROPEAN STANDARD EN 149:2001+ A1:2009.

EN / PRODUCT INFORMATION

THE NOSE AND MOUTH COVERING FILTERING HALF MASK IS INTENDED TO PROTECT THE HUMAN RESPIRATORY SYSTEM FROM THE SMALL PARTICLES. WASH YOUR HANDS THOROUGHLY BEFORE PUTTING ON THE FILTERING HALF MASK. PLACE THE LOOPS BEHIND BOTH EARS SO THAT THE NOSE CLIP IS ON TOP. SQUEEZE THE NOSE CLIP TO FIT THE SHAPE OF THE NOSE. PUT ON THE FILTERING HALF MASK SO THAT IT FITS WELL TO THE FACE, COVERING THE NOSE, MOUTH AND CHIN. PROTECTIVE DEVICE IS LESS EFFECTIVE IF APPLIED ON AN UNSHAVEN FACE AND IF THERE IS A LOT OF COSMETICS ON THE FACE. THE USE OF THIS PROTECTIVE DEVICE DOES NOT PROTECT AGAINST HARMFUL GASES, VAPORS AND AEROSOLS. THIS PROTECTIVE DEVICE DOES NOT GENERATE OXYGEN AND IS THEREFORE NOT SUITABLE FOR USE IN AN OXYGEN-FREE ENVIRONMENT, UNDERWATER OR IN CASE OF FIRE EVACUATION. THE USE OF THIS FILTERING HALF MASK IS NOT RECOMMENDED IN CASE OF RESPIRATORY PROBLEMS DURING THE USE. IF DURING USE YOU NOTICE THAT THE FILTERING HALF MASK IS DAMAGED OR WET, REPLACE IT. THIS PROTECTIVE DEVICE IS DISPOSABLE AND CANNOT BE REUSED.

FILTRERDE HALBMASKE ZUM ATEMSCUTZ GEGEN KLEINE PARTIKEL. TYP NACH EN 149:2001 + A1:2009: FFP2. MODELL: R-K2; 5 - SCHICHTEN. DIE SCHUTZEINRICHTUNG ENTSPRICHT DER EUROPÄISCHEN NORM EN 149:2001+ A1:2009.

DE / PRODUKTINFORMATION

DIE NASE- UND MUNDBEDECKENDE FILTRIERENDE HALBMASKE SOLL DIE MENSCHLICHEN ATEMWEGE VOR DEN KLEINEN PARTIKELN SCHÜTZEN. WASCHEN SIE IHRE HÄNDE GRÜNDLICH, BEVOR SIE DIE FILTRIERENDE HALBMASKE AUFSETZEN. LEGEN SIE DIE SCHLAUFEN HINTER BEIDE OHREN, SO DASS DER NASENCLIP OBEN IST. DRÜCKEN SIE DEN NASENCLIP ZUSAMMEN, UM IHN AN DIE FORM DER NASE ANZUPASSEN. SETZEN SIE DIE FILTRIERENDE HALBMASKE SO AUF, DASS SIE GUT AM GESICHT ANLIEGT UND NASE, MUND UND KINN BEDECKT. DIE SCHUTZVORRICHTUNG IST WENIGER WIRKSAM, WENN SIE AUF EIN UNRASIERTES GESICHT AUFGETRAGEN WIRD UND WENN SICH VIELE KOSMETIKA IM GESICHT BEFINDEN. DIE VERWENDUNG DIESER SCHUTZVORRICHTUNG SCHÜTZT NICHT VOR SCHÄDLICHEN GASEN, DAMPFEN UND AEROSOLEN. DIESER SCHUTZVORRICHTUNG ERZEUGT KEINEN SAUERSTOFF UND IST DAHER NICHT FÜR DEN EINSATZ IN SAUERSTOFFFREIER UMGEBUNG, UNTER WASSER ODER BEI BRANDEVAKUIERUNG GEEIGNET. DIE VERWENDUNG DIESER FILTRIERENDEN HALBMASKE WIRD BEI ATEMPROBLEMEN WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT EMPFOHLEN. WENN SIE WÄHREND DES GEBRAUCHS FESTSTELLEN, DASS DIE FILTRIERENDE HALBMASKE BESCHÄDIGT ODER NASS IST, ERSETZEN SIE SIE. DIESE SCHUTZVORRICHTUNG IST EIN EINWERTIGARTIKEL UND KANN NICHT WIEDERVERWENDET WERDEN.

