

Gebrauchsanweisung Fünf Fuß Gehhilfen

DE

Vorbereitung und Indikation

Unsere Gehhilfen sind für Menschen mit erheblicher Beeinträchtigung der Bewegung, Beeinträchtigung des Gleichgewichts und Standsicherheit mit ausreichend erhaltenem Gehfähigkeits und Koordination. Sie dienen dabei der Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens bzw. der teilweisen Entlastung einer unteren Extremität. Die Anwendung der Gehhilfen kann im Innen- und Außenbereich erfolgen. **Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise!**

Kontraindikation

Die Verwendung von Gehhilfen ist ungeeignet bei Gliedmaßenverlust an beiden Armen oder Gelenkverletzungen/Gelenkschäden an beiden Armen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Hängen Sie keine Taschen, Beutel oder sonstige Gegenstände an die Gehhilfe! Gehhilfen dürfen **keinesfalls zweckentfremdet** werden, wie z.B. zum Heben oder Versetzen von Gegenständen oder als Schalthilfe für Lichtschalter oder Fahrstuhlköpfe! Die Griffigkeit des Untergrunds ist für den sicheren Halt der Gehhilfen entscheidend! Vermeiden Sie feuchte Böden oder Untergründe wie Kies, Sand, Laub, Eis oder Schnee! **Achten Sie auf Stolperstellen** wie Unebenheiten, Löcher im Boden, lose Bodenbeläge oder Kanten, weil dies Gehhilfe Gabei überwunden wegrutschen oder einsinken kann! Besondere Vorsicht ist bei unregelmäßigen Lichthverhältnissen angebracht, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schlecht erkennbar sind! Die Löcher zur Verstellung der Gehhilfe unterliegen in einem gewissen Verschleiß. Es ist darauf zu achten, dass diese nicht ausgeschlagen sind, da dann eine sichere Verriegelung nicht mehr gewährleistet ist. Der Kunststoffclip muss formschlüssig eingesetzt sein (Bild 1). Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alle Verschraubungen fest angezogen sind!

Einstellen der Gehhilfe

Warning! Für die richtige Verstellung und ergonomische richtige Einstellung kann sich bitte an Ihren Fachhändler! Fehler eingesetzte Gehhilfen können die Funktionsfähigkeit der Gehhilfe einschränken oder zur Über- oder Fehlbelastung des Patienten führen! Die Gehhilfen werden Ihnen als Patient in einem ordnungsgemäßen Zustand übergeben und von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal individuell auf Ihren Körper eingestellt. Sollten Sie unsicher sein, ob dies der Fall ist, so wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal. Die Gehhilfe kann Ihnen die erwünschte Entlastung nur bieten, wenn sie optimal an die Körpergröße angepasst ist. **Einstellung:** Die Überwurfmutter ist vor der Verstellung mit einer halben Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen (Bild 1). Entriegeln Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Clip herausdrücken. Passen Sie die Länge der Gehhilfe Ihrer Körpergröße an, indem Sie die Stützrohre auseinanderziehen oder zusammenschieben. Verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre so ausrichten, dass zwei Verriegelungsbohrungen übereinander liegen und setzen Sie den Clip wieder ein. **Nach der Verstellung ist die Überwurfmutter wieder fest anzuziehen. Vorsicht:** Sturzgefahr durch einknickende Gehhilfen bei unerkannter Verriegelung der Höhenverstellung! Prüfen Sie nach jeder Anpassung die korrekte Verriegelung, indem Sie die Gehhilfe zu verdrehen oder zu verschieben versuchen!

Bild 1

Adjusting the walking aid

Warning! Please contact your specialist dealer to ensure proper functional adjustment! Incorrectly adjusted walking aids may restrict the functionality of the walking aid or lead to overloading or incorrect loading of the patient! The walking aids are hardened over to you as a patient in a proper condition, whereby they are individually adjusted to your body by your specialist dealer or health care specialist. If you have any doubts as to whether this is the case, please contact the responsible specialist personnel. The walking aid can only offer you the relief you desire if it is optimally adapted to your body size. **Adjustment:** The union nut must be loosened by approx. half a turn anticlockwise prior to adjustment (Fig. 1), Unlock the height adjustment by pushing out the clip. Adjust the length of the walking aids to your body size by pulling the support tubes out or pushing them together. Lock the height adjustment once again by aligning the tubes as such, that the two locking holes are on top of each other and reinsert the clip. **Following adjustment, the union nut must be tightened again. Caution:** Risk of falling due to walking aids buckling when the height adjustment is not locked correctly! Check the correct locking after each adjustment by attempting to twist or move the walking aids!

Bild 2

Use

There are many different ways to use the five-foot crutch and it all depends on the individual restrictions of the walking ability. Seek instruction in the use of the walking aids from your specialist dealer or health care specialist! Walking aids must not be used in water. Any penetrating water can lead to corrosion forming and consequently to an increased risk of breakage. Avoid prolonged contact of the walking aids with moisture. The walking aids must be dried appropriately when they come into contact with water. The correct handling of the walking aids takes some practice. We therefore recommend that you seek advice from a specialist dealer or health care professional. Always keep the walking aids on the side opposite the injured leg or the leg that needs to be protected! Guide the walking aids close to the body, not at an angle facing outwards (Fig. 2)! You might fall otherwise! During use, grasp the handle(s) of the walking aid(s) completely and firmly with your hand! Always place the walking aids as straight as possible on the ground so that you do not slip away! Find chairs with armrests to sit on. You will then be able to support yourself on the armrests when standing up! Wear shoes that are as comfortable as possible with flat soles so that your leg can better withstand additional strain! **If you do fall:** If possible, let the walking aid fall to the side so that you do not fall onto it! Have someone accompany and support you if possible, so that they can catch you if you fall! Try and arrange for qualified personnel to instruct you in climbing stairs with a walking aid!

fig. 2

Precautionary measure

Due to the fact that a walking aid places an unusual amount of strain on individual parts of the body! This may result in the following undesirable side effects: The hands may encounter pressure or chafing! Keep in mind that this can lead to pain and overexertion at the beginning or during prolonged exertion! It is important to take sufficient breaks!

Lagerung und Pflege

Lagern Sie die Gehhilfen niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Gehhilfen nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen! Starke Sonne oder Hitze schädigen den Kunststoff! **Der Gummipuffer ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig erneuert werden.** Gehhilfen dürfen nach einer längeren Zeit der Nutzung nicht nach vorheriger Prüfung durch Fachpersonal wieder verwendet werden! **Warning!** Never clean handles and rubber caps using oily substances! There is a risk of reagent! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Gehhilfen bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie niemals losmittelschädigende Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

Vorsichtsmaßnahme

Due to the fact that a walking aid places an unusual amount of strain on individual parts of the body! This may result in the following undesirable side effects: The hands may encounter pressure or chafing! Keep in mind that this can lead to pain and overexertion at the beginning or during prolonged exertion! It is important to take sufficient breaks!

Storage and care

Never store the walking aids in the vicinity of heat sources such as furnaces, heaters or in places susceptible to heat in a car! Do not expose walking aids to sunlight for prolonged periods of time! Strong sun or heat damages the plastic! **The rubber buffer is a wearing part and must be replaced at regular intervals.** Walking aids must only be used again after an extended period of non-use following prior inspection by qualified personnel! **Warning!** Never clean handles and rubber caps using oily substances! There is a risk of reagent! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Gehhilfen bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie niemals losmittelschädigende Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

Verwendungseinschränkung

Die Gehhilfen darf nicht unter Herstellerangaben belastet werden. **Seien Sie auf dem Produkt angegebene maximal zulässige Traglast achten!** Wenn Sie sich für größere Belastungen oder in Zweifelsfällen bitte an Ihren Fachhändler wenden! Gehhilfen dürfen nicht unter einer solchen Last belastet werden, da sie keine erforderliche Stabilität mehr bieten! Wegen der Bruchgefahr dürfen Gehhilfen auch nicht gerichtet werden! **Hinweis:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige Inverkehrbringen unserer Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. **Die Lebensdauer der Gehhilfen ist begrenzt auf 2 Jahre.** Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung der Gehhilfen im Verantwortungsbereich des Benutzers.

Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berichtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Es ist zu beachten, dass für unsere Anforderungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärzte gesetzliche Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstehen sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhändler.

Entsorgung

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

REF	A	B	C		
17	Fünf Fuß Gehhilfe	79 cm - 94 cm	21 cm	10 mm	100 kg

Ersatzteile

REF			
17	Fünf Fuß Gehhilfe	Art. 131620	Art. 910

Zubehör

Die zugelassenen Zubehörteile für Ihre Gehhilfe finden Sie unter: <https://shop.ossenberg.com/downloads-zum-produkt/>

Symbolverzeichnis

REF	Artikelnummer	LOT	Chargennummer		Lesen Sie die Bedienungsanleitung		Achtung
	Hersteller		Herstellungsdatum		Zulässiges Körpergewicht		Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

Instructions for Use: Five-foot crutch

EN

Intended use and indication

Our walking aids are designed for people with significant mobility impairment with impairment to movements, compromised balance and stability with sufficiently intact walking ability and coordination. They are used to maintain, promote and stabilise walking or to partially relieve the strain on the lower limbs. The walking aids can be used both indoors and outdoors. **It is imperative that the safety instructions are also observed!**

Contraindication

The use of walking aids is unsuitable if there is a loss of limb in both arms or joint contractures/joint damage in both arms.

General safety information

Do not hang any bags, pouches or other objects on the walking aid! Walking aids may under no circumstances be used for any other purpose than that for which they are intended, e.g. for lifting or moving objects or as a tool for switching light switches or pressing buttons on lifts! It is essential that the ground has a good grip to ensure a secure hold of the walking aids! Avoid wet floors or surfaces such as gravel, sand, foliage, ice or snow! **Please pay attention to stumbling points** such as unevenness, holes in the floor, loose floor coverings or edges, because the walking aid can unexpectedly slip away or sink! Extra caution is recommended when lighting conditions are insufficient, since irregularities in the ground can then only be seen with difficulty! The holes for adjusting the walking aid are under a certain amount of wear. It is important to ensure that they are not worn out, as this would prevent secure locking. The plastic clip must have a positive fit when inserted (Fig. 1)! Prior to each use, make sure that all screw connections are firmly tightened!

Einstellen der Gehhilfe

Warning! Für die richtige Verstellung und ergonomische richtige Einstellung kann sich bitte an Ihren Fachhändler! Fehler eingesetzte Gehhilfen können die Funktionsfähigkeit der Gehhilfe einschränken oder zur Über- oder Fehlbelastung des Patienten führen! Die Gehhilfen werden Ihnen als Patient in einem ordnungsgemäßen Zustand übergeben und von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal individuell auf Ihren Körper eingestellt. Sollten Sie unsicher sein, ob dies der Fall ist, so wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal. Die Gehhilfe kann Ihnen die erwünschte Entlastung nur bieten, wenn sie optimal an die Körpergröße angepasst ist. **Einstellung:** Die Überwurfmutter ist vor der Verstellung mit einer halben Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen (Bild 1). Entriegeln Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Clip herausdrücken. Passen Sie die Länge der Gehhilfe Ihrer Körpergröße an, indem Sie die Stützrohre auseinanderziehen oder zusammenschieben. Verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre so ausrichten, dass zwei Verriegelungsbohrungen übereinander liegen und setzen Sie den Clip wieder ein. **Nach der Verstellung ist die Überwurfmutter wieder fest anzuziehen. Vorsicht:** Sturzgefahr durch einknickende Gehhilfen bei unerkannter Verriegelung der Höhenverstellung! Prüfen Sie nach jeder Anpassung die korrekte Verriegelung, indem Sie die Gehhilfe zu verdrehen oder zu verschieben versuchen!

Bild 1

Adjusting the walking aid

Warning! Please contact your specialist dealer to ensure proper functional adjustment! Incorrectly adjusted walking aids may restrict the functionality of the walking aid or lead to overloading or incorrect loading of the patient! The walking aids are hardened over to you as a patient in a proper condition, whereby they are individually adjusted to your body by your specialist dealer or health care specialist. If you have any doubts as to whether this is the case, please contact the responsible specialist personnel. The walking aid can only offer you the relief you desire if it is optimally adapted to your body size. **Adjustment:** The union nut must be loosened by approx. half a turn anticlockwise prior to adjustment (Fig. 1), Unlock the height adjustment by pushing out the clip. Adjust the length of the walking aids to your body size by pulling the support tubes out or pushing them together. Lock the height adjustment once again by aligning the tubes as such, that the two locking holes are on top of each other and reinsert the clip. **Following adjustment, the union nut must be tightened again. Caution:** Risk of falling due to walking aids buckling when the height adjustment is not locked correctly! Check the correct locking after each adjustment by attempting to twist or move the walking aids!

Bild 2

Use

There are many different ways to use the five-foot crutch and it all depends on the individual restrictions of the walking ability. Seek instruction in the use of the walking aids from your specialist dealer or health care specialist! Walking aids must not be used in water. Any penetrating water can lead to corrosion forming and consequently to an increased risk of breakage. Avoid prolonged contact of the walking aids with moisture. The walking aids must be dried appropriately when they come into contact with water. The correct handling of the walking aids takes some practice. We therefore recommend that you seek advice from a specialist dealer or health care professional. Always keep the walking aids on the side opposite the injured leg or the leg that needs to be protected! Guide the walking aids close to the body, not at an angle facing outwards (Fig. 2)! You might fall otherwise! During use, grasp the handle(s) of the walking aid(s) completely and firmly with your hand! Always place the walking aids as straight as possible on the ground so that you do not slip away! Find chairs with armrests to sit on. You will then be able to support yourself on the armrests when standing up! Wear shoes that are as comfortable as possible with flat soles so that your leg can better withstand additional strain! **If you do fall:** If possible, let the walking aid fall to the side so that you do not fall onto it! Have someone accompany and support you if possible, so that they can catch you if you fall! Try and arrange for qualified personnel to instruct you in climbing stairs with a walking aid!

fig. 2

Precautionary measure

Due to the fact that a walking aid places an unusual amount of strain on individual parts of the body! This may result in the following undesirable side effects: The hands may encounter pressure or chafing! Keep in mind that this can lead to pain and overexertion at the beginning or during prolonged exertion! It is important to take sufficient breaks!

Lagerung und Pflege

Lagern Sie die Gehhilfen niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Gehhilfen nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen! Starke Sonne oder Hitze schädigen den Kunststoff! **Der Gummipuffer ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig erneuert werden.** Gehhilfen dürfen nach einer längeren Zeit der Nutzung nicht nach vorheriger Prüfung durch Fachpersonal wieder verwendet werden! **Warning!** Never clean handles and rubber caps using oily substances! There is a risk of reagent! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Gehhilfen bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie niemals losmittelschädigende Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

Vorsichtsmaßnahme

Due to the fact that a walking aid places an unusual amount of strain on individual parts of the body! This may result in the following undesirable side effects: The hands may encounter pressure or chafing! Keep in mind that this can lead to pain and overexertion at the beginning or during prolonged exertion! It is important to take sufficient breaks!

Storage and care

Never store the walking aids in the vicinity of heat sources such as furnaces, heaters or in places susceptible to heat in a car! Do not expose walking aids to sunlight for prolonged periods of time! Strong sun or heat damages the plastic! **The rubber buffer is a wearing part and must be replaced at regular intervals.** Walking aids must only be used again after an extended period of non-use following prior inspection by qualified personnel! **Warning!** Never clean handles and rubber caps using oily substances! There is a risk of reagent! Rutschgefahr! Reinigen Sie die Gehhilfen bei Verschmutzungen gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Lappen. Verwenden Sie niemals losmittelschädigende Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen! **Hinweis:** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

Verwendungseinschränkung

Die Gehhilfen darf nicht unter Herstellerangaben belastet werden. **Seien Sie auf dem Produkt angegebene maximal zulässige Traglast achten!** Wenn Sie sich für größere Belastungen oder in Zweifelsfällen bitte an Ihren Fachhändler wenden! Gehhilfen dürfen nicht unter einer solchen Last belastet werden, da sie keine erforderliche Stabilität mehr bieten! Wegen der Bruchgefahr dürfen Gehhilfen auch nicht gerichtet werden! **Hinweis:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige Inverkehrbringen unserer Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. **Die Lebensdauer der Gehhilfen ist begrenzt auf 2 Jahre.** Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung der Gehhilfen im Verantwortungsbereich des Benutzers.

Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berichtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Es ist zu beachten, dass für unsere Anforderungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärzte gesetzliche Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstehen sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör verwendet werden! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhändler.

Entsorgung

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

REF	A	B	C		
17	Fünf Fuß Gehhilfe	79 cm - 94 cm	21 cm	10 mm	100 kg

Ersatzteile

REF			
17	Fünf Fuß Gehhilfe	Art. 131620	Art. 910

Zubehör

Die zugelassenen Zubehörteile für Ihre Gehhilfe finden Sie unter: <https://shop.ossenberg.com/downloads-zum-produkt/>

Symbolverzeichnis

REF	Artikelnummer	LOT	Chargennummer		Lesen Sie die Bedienungsanleitung		Achtung
	Hersteller		Herstellungsdatum		Zulässiges Körpergewicht		Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)

Instructions for Use: Five-foot crutch

FR

Mode d'emploi des bâtonnages à cinq pieds

Destination et indication

Nos bâtonnages sont destinés aux personnes dont la mobilité est considérablement réduite suite à une détérioration de la fonction motrice et à une atteinte de l'équilibre et de la stabilité, permettant encore une aptitude à la marche suffisante et la coordination. Elles servent à maintenir, faciliter et assurer l'aptitude à la marche et/ou à soulager partiellement une extrémité inférieure. Les bâtonnages peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Contraindication

L'utilisation de walking aids ne convient pas en cas de perte de membres au niveau des deux bras ou de contractions et/ou lésions articulaires sur les deux bras.

Consignes de sécurité / ordre général

Ne soyez jamais colossaux, bâtons, sacs, poches ou autres objets à votre bâton! N'utilisez en aucun cas les bâtonnages à une fin autre que celle pour lesquelles elles sont prévues, par ex. comme levier ou pour déplacer des objets ou encore comme aide à la commutation d'interrupteurs ou de boutons d'ascenseur. La adherencia del suelo es esencial para el apoyo seguro del bastón. No se debe utilizar en suelos húmedos ni fondos de grava, arena, follaje, hielo o nieve. **Veillez impérativement respecter les consignes de sécurité !**

Indicaciones de uso del bastón de cinco patas

ES

Uso previsto e indicaciones

Nuestros bastones están pensados para personas con una reducción significativa de la movilidad debida a un deterioro de la marcha, el equilibrio y la estabilidad con una capacidad para caminar y una coordinación suficiente. Sirven para mantener, facilitar y reforzar la aptitud a la marcha y/o aliviar parcialmente una extremidad inferior. Los bastones pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

Contraindicaciones

El uso de bastones no está indicado para personas que hayan perdido ambos brazos o que sufran contracturas o daños articulares en ambos brazos.

Consejos de seguridad

No se deben colgar bolsas, bâtons, sacos ni otros objetos en el bastón. El bastón **no se debe usar para fines extraños**, como para elevar o trazar objetos ni para encender interruptores o botones de ascensor. La adherencia al suelo es esencial para el apoyo seguro del bastón. No se debe utilizar en suelos húmedos ni fondos de grava, arena, follaje, hielo o nieve. **Veillez impérativement respecter les indications de sécurité !**

Manual de instruções da bengala com 5 apoios

PT

Finalidade e Indicação

As nossas ajudas à locomoção destinam-se a pessoas com uma restrição significativa de mobilidade com restrição de movimento, restrição da equilíbrio e da estabilidade com uma extrema inferior. Elas servem para manter, promover e garantir a marcha ou o alívio parcial de uma extremidade inferior. As ajudas podem ser usadas tanto em ambientes internos como externos. **É imprescindível também observar as instruções de segurança!**

Contraindicações</

Istruzioni per l'uso ausili di deambulazione a cinque piedini

IT

Uso previsto e indicazioni

I nostri ausili di deambulazione sono destinati alle persone che presentano una significativa compromissione della mobilità, difficoltà di movimento, compromissione dell'equilibrio e della stabilità, con capacità di camminare e coordinazione sufficientemente conservative. La loro funzione è mantenere, promuovere e assicurare la deambulazione o alleggerire, parzialmente o completamente, il carico su una delle estremità inferiori. Gli ausili possono essere utilizzati sia in interno che in esterno. **Osservare scrupolosamente anche le istruzioni per la sicurezza!**

Controindicazioni

Gli ausili di deambulazione non possono essere utilizzati in caso di perdita dell'arto a entrambe le braccia o di contratture/lesioni articolari a entrambe le braccia.

Istruzioni generali di sicurezza

Non appendere agli ausili borse, sacchetti o altri oggetti! Gli ausili **non devono essere utilizzati in nessun caso per scopi diversi da quello previsto**, ad esempio per fare leva o spostare oggetti o per aiutarsi nell'azione interruttori della luce o pulsanti di ascensori. Una buona presa sul terreno è decisiva per consentire agli ausili di deambulazione di offrire un sostegno sicuro! Evitare i pavimenti e i sottobiotti umidi come ghiaia, sabbia, foglie secche, ghiaia e neve! **Fare attenzione ai pericoli di inciampo** tra cui superfici irregolari, buchi nel pavimento, rivestimenti e bordi staccati, perché in presenza di queste condizioni il deambulatore può scivolare o cadere. Inoltre, non appoggiare gli ausili su pavimenti instabili, come legno, pietra, cemento, ecc. Non appoggiare gli ausili su superficie irregolare del fondo possono essere scarsamente visibili! I fori per la regolazione dell'ausilio di deambulazione sono soggetti a una certa usura. Assicurarsi che non siano rotti, perché in tal caso non è garantito il bloccaggio sicuro. La clip in plastica deve essere perfettamente incastellata (Figura 1). Prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le connessioni a vite siano serrate a fondo!

Regolazione dell'ausilio di deambulazione

Attenzione! Per una regolazione corretta dal punto di vista ergonomico e sicurezza, utilizzare sempre il dispositivo di regolazione specificato! Una regolazione effettuata in modo non corretto può limitare la funzionalità dell'ausilio di deambulazione o causare un sovraccarico o un carico errato a scapito del paziente! Gli ausili di deambulazione vengono consegnati al paziente utilizzatore nelle condizioni previste e vengono quindi regolati dal rivenditore specializzato o dal personale sanitario per adattarli alla corporatura del paziente stesso. Qualora nutra dubbi sulla condizioni o sulla regolazione degli ausili forniti, l'ausiliato è invitato/a a rivolgersi al personale sanitario di riferimento. L'ausilio è in grado di assicurare l'auspicato alleggerimento del carico solo se viene adattato in modo ottimale alla struttura dell'utente. **Regolazione:** Prima di effettuare la regolazione, allentare la ghiera di circa mezzo giro in senso antiorario (Figura 1). Sbloccare il dispositivo di regolazione dell'altezza spingendo la clip verso l'esterno. Adattare la lunghezza dell'ausilio di deambulazione alla propria struttura allontanando o avvicinando i tubi di sostegno. Bloccare nuovamente il dispositivo di regolazione dell'altezza allineando i tubi in modo che due fori di bloccaggio si sovrappongano, e reinserire la clip. **Dopo la regolazione, serrare nuovamente a fondo la ghiera.** **Attenzione:** Rischio di caduta per l'improvviso piegarsi degli ausili di deambulazione a causa dell'imperfetto bloccaggio del dispositivo di regolazione dell'altezza! Dopo ogni regolazione verificare che il bloccaggio sia corretto provando a girare o a spostare l'ausilio.

Utilizzo
L'utilizzo degli ausili di deambulazione a cinque piedini può variare notevolmente da un caso all'altro e dipende dai limiti individuali della capacità di camminare. Per sapere come utilizzare gli ausili di deambulazione, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o al personale sanitario. Non utilizzare gli ausili nell'acqua! L'eventuale utilizzo di acqua può causare danni irreversibili all'ausilio. È sempre consigliabile evitare e uscire dalla ghiera all'umidità per periodi prolungati. Sono umidi, assicurare gli ausili. Il corretto utilizzo degli ausili di deambulazione richiede una certa pratica. Le prime volte, si consiglia pertanto di farsi sorreggere da un'altra persona. Utilizzare l'ausilio sempre sul lato opposto a quella della gamba infondata o da preservare! Utilizzare l'ausilio direttamente vicino al corpo, non inclinare verso l'alto (Figura 2)! Altrimenti, si corrà il rischio di cadere! Afferrare completamente e saldamente con la mano la manopola dell'ausilio. Se possibile, puntare sempre l'ausilio per terra tenendolo diritto per evitare che scivoli sul suolo! Per sedersi, cercare una seduta dritta di braccioli per potersi appoggiare quando ci si rialza. Se possibile, indossare scarpe comode dal tacco piatto per permettere alla gamba di meglio supportare un carico supplementare. **In caso di caduta:** Se possibile, lasciare cadere di fatto l'ausilio per evitare di cadere sopra! Possibilmente farsi accompagnare e sorreggere da un'altra persona che possa intervenire in caso di caduta. Possibilmente farsi spiegare da un personale specializzato come utilizzare gli ausili per salire le scale.

Precauzioni
Se si utilizza un solo ausilio, il carico esercitato su singole parti del corpo risulta insolitamente elevato! Di conseguenza, possono verificarsi i seguenti effetti collaterali indesiderati: Sulle mani, sul braccio o sugli indumenti possono crearsi punti di pressione o di sfigamento. Tenere presente che, le prime volte e in caso di sforzo prolungato, ciò può causare dolori o sovraccarico. Fare frequenti pause!

Conservazione e cura
Non riporre mai gli ausili di deambulazione in prossimità di fonti di calore, come stufe e radiatori, o sulla mensola del lunotto posteriore di un'autovettura! Non espone gli ausili alla luce del sole per periodi prolungati! La luce solare diretta e il calore danneggiano la plastica! Il **tampone in gomma** è un componente soggetto a usura e periodicamente deve essere sostituito. Primi di riutilizzare gli ausili di deambulazione dopo un lungo periodo in cui non sono stati usati, farli sfilare a una persona specializzata! **Attenzione!** Non pulire mai le manopole né i tapponi in gomma utilizzando prodotti oleosi! Pericolo di scivolamento! Se sporchi, pulire gli ausili di deambulazione con un detergente delicato e un strozzino morbido. Non utilizzare mai detergenti contenenti solventi, perché danneggiano la plastica! **Nota:** Se è necessario disinfezionare l'ausilio di deambulazione, utilizzare un disinfettante idoneo. In questo caso, osservare le indicazioni del produttore.

Limitazione d'uso
Il carico applicabile all'ausilio di deambulazione deve essere conforme alle indicazioni del produttore dell'ausilio stesso. **Rispettare il peso corporeo massimo consentito indicato sul prodotto!** In caso di dubbi o di cantichi superiori, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Non tentare mai di utilizzare gli ausili di deambulazione in nessun caso ausili piegati o danneggiati, perché non assicureranno più la stabilità richiesta! Non tentare nemmeno di radrizzare un ausilio piegato, perché potrebbe rompersi! **Nota:** Ogni eventuale incidente grave che si sia verificato durante l'uso del prodotto deve essere segnalato al produttore e alla competente autorità dello Stato membro di residenza dell'utente e/o paziente.

Riutilizzo (rilegggi) / Durata d'uso
La nostra responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità di prodotto si applica unicamente alla prima messa in funzione dei nostri articoli. Approveremo il riutilizzo di un prodotto solo dopo averlo opportunamente testato a tale scopo. **La vita utile degli ausili di deambulazione antibatterici è limitata a due anni.** Da questo momento in poi, l'ulteriore uso degli ausili di deambulazione antibatterici rientra nella sfera di responsabilità dell'utente.

Garanzia e responsabilità
L'articolo acquistato è un prodotto Ossenberg di elevata qualità. Se malgrado i rigorosi standard qualitativi dovesse manifestarsi un legittimo difetto, Ossenberg avrà diritto, entro il termine di 12 mesi, a riparare a sua discrezione l'articolo difettoso o a sostituirlo fornendone un altro privo di difetti. Si noti che per le nostre produzioni, e in particolare per le produzioni speciali, si applicano disposizioni di legge più severe. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali danni arrecati da modifiche ai nostri prodotti. Sono esclusi dalla garanzia i difetti ricordabili a usura o uso improprio. La garanzia non include le parti soggette a usura. Utilizzare unicamente ricambi e accessori originali! Per i ricambi, gli accessori e le eventuali riparazioni, rivolgersi a un rivenditore specializzato.

Smaltimento
Informarsi presso il rivenditore specializzato riguardo alle norme di smaltimento in vigore a livello locale.

Dati tecnici


REF	A	B	C	Tipo
17	deambulazione a cinque piedini	79 cm - 94 cm	21 cm	10 mm

Ricambi

REF	Art. 131620	Art. 910
17	deambulazione a cinque piedini	



Accessori
Gli accessori omologati per questi ausili di deambulazione sono descritti su: <https://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/>



Elenco dei simboli

REF	Codice articolo
LOT	Numeri di lotto
	Vedere le istruzioni per l'uso
	Attenzione

Produttore	Data di produzione
	Peso corporeo consentito

CE	Questo prodotto è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 om
----	--

Produttore:

Articolo:

Numero di lotto:

Icona di informazioni:

Icona di attenzione:

Icona di dati di produzione:

Icona di peso corporeo consentito:

Icona di CE:

Icona di QR code:

Icona di simboli:

Icona di simb