

Instrucciones de uso contera con inserto de acero

ES

Uso previsto e indicación

Nuestras conteras se utilizan para mantener, favorecer y asegurar la marcha con una muleta o bastón. **Tenga en cuenta también las instrucciones de seguridad!**

Contraindicación

Ninguna.

Instrucciones generales de seguridad

Antes de cada uso, compruebe que su muleta funciona correctamente y que la contera se ajusta firmemente. Compruebe regularmente si la contera muestra daños o desgaste y sustitúyala en caso necesario. El agarre del suelo es esencial para la segura sujeción de las muletas. Evite suelos húmedos o superficies como grava, arena, hojas, hielo o nieve. **Presta atención a los peligros de tropiezo**, como superficies desniveladas, agujeros en el suelo, revestimientos o bordes sueltos, ya que la muleta puede resbalar o hundirse inesperadamente. Hay que tener especial cuidado en condiciones de poca luz, ya que entonces es difícil reconocer las irregularidades del suelo.

Montaje de la contera

Retire la contera usada de su muleta o bastón y coloque la nueva contera sobre el tubo. ¡Atención! Asegúrese de comprobar que la contera está firmemente colocada.

Uso

Cuando se utilizan ayudas a la marcha nunca queda totalmente descartado el riesgo de resbalar o caerse, sobre todo en superficies resbaladizas y mojadas. Al caminar, coloque la muleta o el bastón lo más verticalmente posible y no demasiado lejos del cuerpo. Una posición muy inclinada aumenta el riesgo de caídas.

Almacenamiento y cuidado

¡Nunca guarde la contera cerca de fuentes de calor como hornos, calefacciones o en estantes de coche! ¡No exponga la contera a la luz solar durante largos periodos de tiempo! ¡El sol fuerte o el calor dañarán el material! **La contera es una pieza de uso y debe ser sustituida regularmente. ¡Atención!** ¡Nunca limpie las conteras con sustancias aceitosas! ¡Peligro de deslizamiento! En caso necesario, limpie la contera con un detergente suave y un paño suave, si se ensucia. No utilice detergentes a base de disolventes, ya que dañan el material. **Nota:** Si es necesario desinfectar, debe utilizarse un desinfectante adecuado. Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante.

Restricciones de uso

¡Conteras dañadas y muy usadas no deben utilizarse en ningún caso, pues ya no ofrecen el nivel de seguridad requerido! **Nota:** Todos los incidentes graves que se hayan producido en relación con el producto deben comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

Reutilización (alquiler) / duración del uso

Sólo aceptamos responsabilidad en virtud de la Ley sobre Responsabilidad de Productos para la primera puesta en el mercado de nuestros productos. Sólo aceptamos una reutilización si el producto ha sido comprobado previamente por nosotros. **La vida útil de una contera depende del uso y desgaste, pero se limita a un máximo de 2 años.** Después de este plazo, el usuario es responsable del uso continuado de la contera.

Garantía y responsabilidad

Usted ha adquirido un producto Ossenberg de alta calidad. En caso de que se produzca un defecto de material justificado a pesar de los más altos estándares de calidad, Ossenberg tiene derecho, dentro de un plazo de garantía de 12 meses, a reparar el artículo defectuoso o sustituirlo por una posterior entrega sin defectos según su propio criterio. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por modificaciones en nuestros productos. La garantía no cubre los defectos causados por el desgaste o la manipulación indebida. Piezas de uso están excluidas de la garantía. Sólo pueden utilizarse recambios y accesorios originales. Diríjase a su distribuidor especializado para piezas de repuesto, accesorios y reparaciones.

Gestión de residuos

Infórmese con su distribuidor especializado sobre la normativa regional de eliminación de residuos.

Datos técnicos

REF		A
716	Contera con inserto de acero	16 mm
719	Contera con inserto de acero	19 mm



Lista de símbolos

 Referencia	 Número de lote	 Leer el manual de instrucciones	 Este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (Reglamento sobre los productos sanitarios).
 Fabricante	 Fecha de fabricación	 Atención	
 Distribución por	 Peso corporal admisible		

 **Ossenberg GmbH**
Kanalstraße 79
48432 Rheine
ALEMANIA

Teléfono +49 (0) 59 71-9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71-9 80 46 16
Internet www.ossenberg.com
Correo electrónico info@ossenberg.com

Se trata de un producto conforme a las directrices de la Directiva sobre productos sanitarios. Además, la empresa Ossenberg GmbH está certificada según la norma DIN EN ISO 13485.