

Användning och indikation

Våra doppskor av gummi är avsedda att underhålla, främja och säkerställa gångförmågan i kombination med ett gånghjälpmedel eller en käpp.
Säkerhetsföreskrifterna måste följas vid användning!

Kontraindikation

Finns inte.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Kontrollera att gånghjälpmedlet fungerar som det ska och att doppskorna av gummi sitter ordentligt fast innan varje användning. Kontrollera regelbundet doppskon av gummi med avseende på skador eller slitage och byt ut den vid behov. Underlagets beskaffenhet (friktion, form osv.) är avgörande för att kunna få säkert fäste med gånghjälpmedlet! Undvik fuktiga golv och underlag med småsten, sand, löv, is eller snö! **Var uppmärksam på snubbelrisker** Vid ojämnheter, håligheter, lösa golvbeläggningar, kanter eller liknande kan gånghjälpmedlet oväntat glida undan eller sjunka ned! Iakttta särskild försiktighet om ljusförhållandena är otillräckliga, eftersom ojämnheter i underlaget då kan vara svåra att se!

Montering av doppsko av gummi

Avlägsna den gamla doppskon av gummi från ditt gånghjälpmedel eller din käpp och sätt på den nya doppskon av gummi på röret. **Varning!** Kontrollera noga att doppskon av gummi sitter fast ordentligt. Doppskorna av gummi får endast användas på gånghjälpmedel med en passande rördiameter (se tekniska data). Rördiameteren på gånghjälpmedlet ska mätas innan montering.

Användning

Risken för att halka eller ramla – särskilt på hala och våta underlag – kan aldrig helt uteslutas vid användning av gånghjälpmedel. När du går, placera kryckan eller käppen så vertikalt som möjligt och inte för långt från kroppen. En alltför sned landning ökar risken för fall!

Förvaring och skötsel

Förvara aldrig doppskorna av gummi i närheten av en kamin, ett värmeelement eller annan värmekälla eller på hatthyllan eller liknande i ett fordon! Undvik att utsätta doppskorna av gummi för direkt solljus under en längre tid. Starkt solljus och/eller hög värme kan skada materialet! **Doppskon av gummi är en slitdel och måste bytas ut regelbundet. Varning!** Doppskor av gummi får aldrig rengöras med rengöringsmedel som innehåller olja! Halkrisk! Rengör doppskorna av gummi vid behov med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med lösningsmedel, eftersom det skadar materialet! **Obs!** Om desinficering behövs, är det viktigt att ett desinficeringsmedel med lämpliga egenskaper används. Följ tillverkarens anvisningar.

Begränsning av användningen

Skadade eller mycket slitna doppskor av gummi får under inga omständigheter fortsätta att användas, eftersom de inte längre är säkra! **Obs!** Varje allvarligt olycksfall som inträffar i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och till den myndighet som är ansvarig i medlemsstaten där användaren/patienten har sin hemvist.

Återanvändning (utlåning)/livslängd

I enlighet med Produkthaftungsgesetz (den tyska produktansvarslagen) ansvarar vi för våra produkter endast under perioden efter att de tillhandahållits (släppts ut på marknaden) första gången. Återanvändning (överlåtelse/utlåning) kan endast godkännas efter att vi har kontrollerat produkten. **Livslängden på en doppsko av gummi beror på slitagenivå men är begränsad till högst 2 år.** Vi ansvarar inte för doppskor av gummi som används efter denna livslängd. Ansvaret åvilar då användaren ensam.

Garanti och felansvar

Du har köpt en kvalitetsprodukt från Ossenberg. Om produkten trots våra strikta kvalitetsstandarder skulle vara behäftad med fel, äger Ossenberg inom garantitiden på 12 månader rätt att efter eget beslut antingen avhjälpa felet eller vidta omleverans av felfri vara. Vi avvisar varje ansvar för skada som uppkommer till följd av att produkten har förändrats. Garantin omfattar inte brister till följd av slitage eller felaktig hantering. Slitdelar omfattas inte av garantin. Endast originaltillbehör och -reservdelar får användas! Anlita alltid behörig sakkunnig vid behov av reservdel, tillbehör eller reparation.

Kassering

Kontakta din återförsäljare för information om hur du hanterar produkten på miljöriktig sätt och enligt lokalt gällande föreskrifter när den ska kasseras.

Tekniska data

	Beskrivning	A
716	Doppsko av gummi med stålinsats	16 mm
719	Doppsko av gummi med stålinsats	19 mm



Symboler



Artikelnummer



Batchnummer



Se bruksanvisningen



Denna produkt uppfyller kraven enligt EU-förordning 2017/745 (MDR)



Tillverkare



Tillverkningsdatum



Varning



Medicinteknisk produkt



Distribueras av



Tillåten kroppsvikt



Unique Device Identifier



Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
TYSKLAND

Telefon
Fax
Internet
E-post

+49 (0) 59 71- 9 80 46 0
+49 (0) 59 71- 9 80 46 16
www.ossenberg.com
info@ossenberg.com

