

GANYMED®

*The Human Touch*

# AUFREGEND ANDERS

*... wo Design und Funktion  
aufeinandertreffen.*



# MEHR QUALITÄT FÜR EIN AKTIVES UND MOBILES LEBEN!

Die **GANYMED®** Gehhilfe der Ossenberg Gruppe ist nicht nur ein echter Hingucker, sie besticht vor allem durch Ihren medizinischen und technischen Nutzen. Ausgezeichnet für Ihren einzigartigen Look, verbindet Sie Design und Funktionalität in Perfektion. Durch die, dem Griff vorgelagerten, Rohre wird ein ergonomisch korrektes Gangbild und eine aufrechte Körperhaltung gewährleistet. Das dem Oberarm, in Winkel und Form, optimal angepasste Oberteil, bietet eine ideale Gewichtsverteilung und wirkt sich somit schonend auf die Gelenke aus. Der um 180° drehbare Gummifuß mit seinen zwei Härtegraden und der leicht asymmetrischen Form, ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausrollen der Bewegung und federt Ihren Schritt sanft ab.



Dem Griff vorgelagertes Rohr ▶ Um 180° (werkzeuglos) drehbarer Gummifuß mit zwei verschiedenen Härtegraden ▶ 120 kg maximalbelastbares Körpergewicht 1200g Eigengewicht pro Paar ▶ Abgerundeter, leicht asymmetrischer Gummifuß für sanftes Ein- und Ausrollen der Bewegung ▶ Ovale Rohr für optimale Gewichtsverteilung bei geringem Eigengewicht ▶ Ideale Kräfteverteilung am Oberteil  
Drei verschiedene Softgriffvarianten für angenehmes Tragegefühl



1 Modell, 6 Varianten (Kombination aus Griff- und Farbvarianten)



Die Einzigartigkeit dieser Stütze besteht nicht nur durch die einmalige Konstruktion und das herausragende Design, für das die Produktdesignerin Karen Ostertag bereits zahlreiche Design-Preise und Auszeichnungen erhalten hat. Zusätzlich ist die Gehhilfe so konstruiert, dass diese perfekt ausbalanciert ist, sich überall aufhängen lässt und somit immer griffbereit ist. Griffvarianten und Farbkombinationen können individuell kombiniert werden. Wählen Sie, ob die Gehhilfe in dezentem Struktur Grau oder elegantem Struktur Schwarz neben Ihnen glänzen soll.

Eine Erstattung der Kosten für die **GANYMED®** Gehhilfe kann bei Ihrer Krankenkasse angefragt werden. Die Krankenkasse ist dazu verpflichtet die Kosten zu erstatten, wenn das Rezept wie abgebildet ausgestellt ist. Bei Privatversicherten wird der Betrag bei Einreichung der bezahlten Rechnung zurückerstattet.

<b>DKV Köln</b>		Bezugsdatum	Apotheken-Nummer / IK	
Name, Vorname des Versicherten <b>Carla Müller</b>		Geburtsdatum		
Blumenstraße 10		Geburtsort		
7472 Heilbronn		Arzneimittel-Hilfsmittel-Heilmittel-Nr.		
geb. am <b>01.01.1999</b>		Factor		
Datum		Tage		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)				
<b>1 Paar GANYMED Gehhilfen</b>				
<b>HMV Nr. 10.50.02.1032</b>				
<b>Knie-TEP</b>				
Dieses Rezept können Sie bei vielen gesetzl. Krankenkassen zur Voll- oder Teilerstattung als Satzungsleistung einreichen.				
Unterschrift des Arztes				

Wunschmodell  
konfigurieren  
und bestellen.



**Ossenberg GmbH**

Kanalstr. 79, 48432 Rheine, Telefon 05971-980460

powered by



Ganymed ist eine Marke der Ossenberg GmbH.  
Der Vertrieb der Ganymed Produkte erfolgt über die Ossenberg GmbH.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbunterschiede gegenüber den Originalfarben sind möglich.



Seit 3 Jahren nutze ich ausschließlich die Ganymed-Stützen. Das ungewöhnliche Design fällt stets auf und ich werde sowohl von Ärzten als auch von Passanten auf der Straße darauf hin angesprochen.

*J. Wulff*