



AIDES À LA MOBILITÉ • FABRICATION ALLEMANDE

UNE MOBILITÉ QUI FAIT BOUGER

Favoriser le mouvement, au service de la qualité de vie.

LE GROUPE OSSENBERG

Favoriser le mouvement, améliorer la qualité de vie

La mobilité est synonyme de liberté. Depuis plusieurs décennies, le groupe Ossenberg développe et fabrique en Allemagne des aides techniques qui permettent aux personnes de préserver leur autonomie et de mener une vie active au quotidien.

Le groupe Ossenberg réunit trois marques : Ossenberg, Kowsky et Ganymed®. Ce catalogue présente une sélection de produits Ossenberg ainsi que la ligne Ganymed®. L'offre complète de la marque Kowsky est présentée dans un catalogue dédié.

Fabricant reconnu de dispositifs médicaux, Ossenberg figure parmi les principaux fabricants allemands de cannes anglaises, de cannes de marche et d'aides orthopédiques. Notre système qualité européen est certifié DIN EN ISO 13485 ; nos dispositifs médicaux de classe I sont conformes au règlement (UE) 2017/745 (MDR).

**DIN EN ISO 13485**

Système qualité certifié

**Classe I**Dispositifs médicaux —
Règl. (UE) 2017/745**Made in Germany**Développement et
fabrication en Allemagne

POURQUOI CHOISIR OSSENBERG ?

Cinq raisons de nous faire confiance

01**L'excellence allemande**

Produits développés et fabriqués en Allemagne : matériaux de qualité, précision de fabrication et solutions durables.

02**Qualité certifiée**

Fabricant de dispositifs médicaux, nous appliquons un système qualité certifié DIN EN ISO 13485, conforme aux exigences réglementaires européennes.

03**Une gamme complète**

Des cannes de marche aux cannes anglaises, en passant par les aides pour enfants et les solutions spécialisées.

04**Un partenaire fiable**

Délais de livraison fiables, disponibilité élevée des produits et service réactif — pour des relations durables.

05**Au service de l'autonomie**

Chaque produit Ossenberg est conçu avec une même ambition : aider les utilisateurs à préserver leur mobilité, leur indépendance et leur qualité de vie.

APERÇU DES PRODUITS

La gamme en un coup d'œil

Retrouvez le détail de chaque produit — caractéristiques, données techniques et références — dans les fiches des pages suivantes.

PRODUIT	CATÉGORIE	CHARGE MAX.	RÉFÉRENCE
Kiddy	Canne anglaise	100 kg	242
Junior	Canne anglaise	100 kg	320
Klassiker Kombi	Canne anglaise	140 kg	220
Klassiker Color	Canne anglaise	140 kg	220...F
Big XL Color	Canne anglaise	160 kg	332CF
Big XL · appui fermé	Canne anglaise	150 kg	332CE
Ganymed®	Canne anglaise · design d'exception	120 kg	1001-1009
Canne Derby Basic	Canne de marche	130 kg	505
Canne Derby Soft	Canne de marche	100 kg	685
Canne anatomique souple	Canne de marche	130 kg	696
Canne XL anatomique	Canne de marche	160 kg	695XL

KIDDY

100 kg

CHARGE MAXIMALE

Tube anodisé argent ou couleur · pour enfants



La Kiddy est une canne anglaise spécialement conçue pour les enfants : plus petite, plus légère et proposée dans des coloris adaptés. Elle offre une bonne stabilité au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Appui d'avant-bras en plastique renforcé de fibres de verre
- Poignée souple en caoutchouc avec insert métallique
- Réglage en hauteur : 3 positions haut / 8 positions bas
- Tube anodisé argent · bouton-poussoir ou clip coloré au choix
- Poignées : ergonomiques (utilisables des deux côtés) ou anatomiques en bois

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de poignée	57 – 74,5 cm
Poids	env. 900 g / paire
Charge maximale	100 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

JUNIOR

Tube anodisé argent · enfants et jeunes adultes

100 kg

CHARGE MAXIMALE



Pour les enfants plus âgés et les jeunes adultes, la gamme Junior propose des dimensions intermédiaires entre le modèle Kiddy et le modèle adulte, tout en restant robuste, réglable et adaptée à une charge maximale de 100 kg.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Appui d'avant-bras en plastique renforcé de fibres de verre
- Poignée souple en caoutchouc avec insert métallique
- Réglage : 3 positions haut / 7 positions bas
- Tube anodisé argent · bouton-poussoir ou clip coloré au choix
- Différents types de poignées : ergonomiques ou anatomiques

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de poignée	67,5 – 87,5 cm
Poids	env. 1 200 g / paire
Charge maximale	100 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

KLASSIKER KOMBI

140 kg

CHARGE MAXIMALE

Large choix de combinaisons et de couleur · tube anodisé argent



La Klassiker incarne une qualité éprouvée: fiable au quotidien, rapidement disponible et proposée dans les variantes les plus courantes. La version Kombi associe un tube en alliage léger anodisé argent.


CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Appui d'avant-bras en plastique renforcé de fibres de verre
- Embouts en caoutchouc naturel avec insert métallique
- Tube en alliage léger anodisé argent (Kombi)
- Réglage en hauteur sur 9 positions
- Poignées : Ergo dure, Ergo souple, anatomique dure, anatomique souple, anatomique en bois

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de poignée	76 – 96 cm
Poids	env. 1 200 g / paire
Charge maximale	140 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

POIGNÉES AU CHOIX

**POIGNÉE ERGONOMIQUE****POIGNÉE ANATOMIQUE**

KLASSIKER COLOR

Version couleur · coloris au choix

140 kg

CHARGE MAXIMALE



Même robustesse que la Klassiker, avec une coloration uniforme des éléments plastiques et du tube dans la couleur de votre choix, pour une personnalisation complète.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Coloration uniforme des éléments plastiques et du tube
- Tube en alliage léger, coloris au choix (Color)
- Réglage en hauteur sur 9 positions
- Poignées : Ergo dure, Ergo souple, anatomique dure, anatomique souple
- Embouts en caoutchouc naturel avec insert métallique

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de poignée	76 – 96 cm
Poids	env. 1 200 g / paire
Charge maximale	140 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

BIG XL COLOR

Version couleur · charges élevées

160 kg

CHARGE MAXIMALE



Canne anglaise renforcée pour les besoins de charge élevés. Réglage en hauteur étendu pour une adaptation optimale et tube coloré au choix parmi une large palette de coloris.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Conception renforcée pour charges élevées
- Tube en alliage léger, coloris au choix (Color)
- Réglage : 3 positions haut / 13 positions bas (clip)
- Poignées : Ergo Hart, Ergo Soft, de forme anatomique, en bois de forme anatomique
- Version spéciale disponible avec Safety Foot

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de poignée	74 – 104 cm
Poids	env. 1 300 g / paire
Charge maximale	160 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

BIG XL • APPUI FERMÉ

150 kg

CHARGE MAXIMALE

Appui d'avant-bras fermé • couleur



Variante à appui d'avant-bras fermé pour un maintien plus enveloppant. Conception renforcée, réglage en hauteur étendu et large choix de coloris.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Appui d'avant-bras fermé, plastique renforcé fibres de verre
- Tube en alliage léger, coloris au choix (Color)
- Réglage : 3 positions haut / 13 positions bas (clip)
- Poignées : Ergo Hart, Ergo Soft, de forme anatomique
- Embouts en caoutchouc naturel avec insert métallique

DONNÉES TECHNIQUES



Hauteur de poignée	72 – 102 cm
Poids	env. 1 300 g / paire
Charge maximale	150 kg
Dispositif médical	Classe I • UE 2017/745

GANYMED®

Independent • Benchmark • Masterpiece

120 kg

CHARGE MAXIMALE



Aide à la marche au design d'exception, conçue par la designer industrielle Karen Ostertag. Son point d'appui avancé assure une répartition homogène du poids ; sa structure allégée à renforts intégrés associe légèreté et grande stabilité, pour une allure unique et reconnaissable. L'embout à structure en treillis se règle sur 180° pour adapter la souplesse de marche à chaque utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Point d'appui avancé — répartition homogène du poids
- Embout à structure en treillis, orientable sur 180°, deux niveaux de dureté
- Poignées : Ergo Soft, anatomique souple ou liège
- Tube en alliage léger, finition structurée noire
- Se suspend facilement • réglage sur 10 positions

DONNÉES TECHNIQUES


Hauteur de poignée	77 – 99 cm
Poids	env. 1 200 g / paire
Charge maximale	120 kg
Dispositif médical	Classe I • UE 2017/745

CANNE DERBY BASIC

Alliage léger · poignée Derby

130 kg

CHARGE MAXIMALE



Canne de marche en alliage léger au design épuré, entièrement configurable. Poignée ergonomique Derby en plastique et large choix de coloris de tube.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Poignée Derby ergonomique en plastique
- Réglable par bouton-poussoir ou clip
- Nombreux coloris (classiques, métallisés, structurés)
- Bague décorative en laiton ou chromée en option (selon la couleur du tube)
- Construction légère en aluminium

DONNÉES TECHNIQUES


Hauteur réglable	75 – 95 cm
Poids	env. 350 g
Charge maximale	130 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

CANNE DERBY SOFT

Alliage léger · poignée Derby Soft

100 kg

CHARGE MAXIMALE



Canne en alliage léger avec poignée Derby Soft agréable au toucher. Configurable, réglable ou disponible en version fixe, avec une large palette de coloris.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Poignée Derby Soft à surface souple
- Réglable (bouton-poussoir / clip) ou version fixe
- Large palette de coloris de tube
- Bague décorative en laiton ou chromée en option (selon la couleur du tube)
- Construction légère en aluminium

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur réglable	75 – 96 cm
Poids	env. 440 g
Charge maximale	100 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

CANNE ANATOMIQUE SOUPLE

130 kg

CHARGE MAXIMALE

Alliage léger · poignée anatomique souple



Canne en alliage léger à poignée anatomique souple avec revêtement Soft-Touch, utilisable à droite comme à gauche. Réflecteur intégré pour une meilleure visibilité.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Poignée anatomique souple, usage ambidextre
- Réglage en hauteur sur 9 positions
- Réflecteur Ø 22 mm intégré
- Large choix de coloris de tube
- Bague laiton ou chromée en option

DONNÉES TECHNIQUES


Hauteur réglable	74 – 94 cm
Poids	env. 420 g
Charge maximale	130 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

CANNE XL ANATOMIQUE

Alliage léger · charges élevées

160 kg

CHARGE MAXIMALE



Canne en alliage léger conçue pour les charges élevées, jusqu'à 160 kg. Poignée anatomique à revêtement Soft-Touch, disponible en version main droite ou main gauche.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Conception renforcée jusqu'à 160 kg
- Poignée anatomique à revêtement Soft-Touch
- Versions main droite / main gauche
- Réglage en hauteur sur 9 positions (bouton-poussoir)
- Réflecteur frontal Ø 22 mm intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur réglable	85 – 105 cm
Poids	env. 465 g
Charge maximale	160 kg
Dispositif médical	Classe I · UE 2017/745

TRAVAILLER AVEC OSSEBERG

Un partenariat fondé sur la confiance

Chez Osseberg, nous considérons nos clients comme de véritables partenaires. Notre objectif est de construire des relations durables, fondées sur la confiance, la proximité et la réussite commune.

Distributeurs spécialisés, revendeurs et professionnels de santé bénéficient d'un accompagnement personnalisé, sur le plan commercial comme technique. De l'intégration de notre gamme à la formation produit, nous adaptons notre soutien à chaque marché et à chaque partenaire — pour une collaboration efficace et pérenne.

VOS AVANTAGES

- Un interlocuteur dédié

- Un accompagnement commercial et technique

- Un conseil produit personnalisé

- Des solutions sur mesure pour votre marché

- Une relation de proximité et de confiance

- Une collaboration durable et pérenne

Ensemble, nous contribuons à améliorer la mobilité et l'autonomie de nombreux utilisateurs au quotidien.

CONTACT

Construisons ensemble un partenariat durable

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou développer un partenariat avec Ossenberg ? Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets.

PASSEZ À L'ACTION

**Demandez votre offre personnalisée
ou un échantillon de nos produits.**

VOTRE INTERLOCUTEUR

Holger Imfeld
Ventes internationales

E-mail : h.imfeld@ossenber.com

Tél. : +49 5971 98046025

ADRESSE**Ossenberg GmbH**

Kanalstraße 79

48432 Rheine

Allemagne

En ligne : shop.ossenberg.com/fr

Nous serons ravis d'échanger avec vous et de construire ensemble un partenariat durable.